

Advantage Arrest®

Silver Diamine Fluoride 38%

Desensibilizador Dental Profesional

Sólo Con Receta

Contenido 5 mL • No Estéril

Almacenamiento

Almacenar a temperatura ambiente ($23^{\circ} \pm 2^{\circ} \text{C}$).

No congelar ni exponer a calor extremo

Ingrediente desensibilizante: Diamina de plata acuosa, Fluoruro, 38,3% a 43,2% p/v Ingredientes inactivos: agua purificada, azul FD&C 1

Farmacología clínica: El producto forma precipitados insolubles con calcio o fosfato en los túbulos dentinarios para bloquear los impulsos nerviosos.

Indicación y uso: Tratamiento de la hipersensibilidad dentinaria. Para uso en adultos mayores de 21 años.

Contraindicaciones: Este producto está contraindicado en pacientes con gingivitis ulcerosa o estomatitis, o sensibilidad conocida a la plata u otros iones de metales pesados. Se recomienda la exclusión de pacientes con más de seis sitios afectados, pacientes que hayan tenido gingivectomías de boca completa y pacientes que muestren sensibilización cutánea anormal en circunstancias diarias.

Advertencias: Este producto está destinado únicamente a aplicaciones locales. No apto para ingestión. Proteja los ojos del paciente. Tenga cuidado de evitar el contacto con la piel o la ropa. En caso de exposición a los ojos o la piel, enjuague el área con abundante agua y busque inmediatamente una consulta médica. Este producto produjo citotoxicidad positiva en pruebas estándar.

Precauciones de uso:

- 1) Advantage Arrest normalmente no tiñe el esmalte o la dentina bruñida. Avise a los pacientes que pueden teñirse la dentina blanda o los márgenes de las restauraciones de composite. La tinción se puede revertir puliendo suavemente con tintura de yodo (solución de yodo débil).
- 2) Informe a los pacientes que el secado al aire y la aplicación del producto pueden causar un dolor transitorio momentáneo en áreas hipersensibles. No se ha demostrado que Advantage Arrest cause necrosis pulpar incluso cuando se trata dentina blanda.
- 3) Minimice el contacto del producto con la encía y las membranas mucosas usando las cantidades recomendadas y una aplicación cuidadosa. Advantage Arrest puede causar irritación reversible a corto plazo. Cuando aplique Advantage Arrest en áreas cercanas a la encía, aplique vaselina o manteca de cacao y use rollos de algodón para proteger los tejidos gingivales. Alternativamente, se puede usar un dique de goma para aislar el área.
- 4) Si ocurre un contacto accidental, lave bien el área con agua, solución salina o peróxido de hidrógeno al 3%. Esto incluye el contacto con la piel, la ropa, los pisos y los

armarios. Tenga cuidado para evitar transferir el material de las manos enguantadas a otras superficies.

5) Advantage Arrest tiene un tinte azul / violeta para aumentar la visibilidad durante la aplicación. El líquido se volverá violeta gradualmente a medida que el producto se acerque a su fecha de vencimiento y seguirá siendo efectivo durante la vida útil indicada. Al dosificar, asegúrese de que Advantage Arrest se mantenga separado y no se confunda con otros líquidos coloreados, como los agentes de grabado y acondicionadores dentales. Advantage Arrest y los agentes decapantes / acondicionadores se pueden usar secuencialmente con un paso de enjuague / secado entre ellos.

Precauciones de manipulación:

1. Precauciones de almacenamiento

1) Conservar en su embalaje original.

2) Reemplace la tapa inmediatamente después de su uso.

3) Usar tan pronto como se dispense.

2. Advantage Arrest manchará la piel, la ropa, las encimeras, los campos, los pisos y los instrumentos de color marrón o negro. Consulte lo siguiente para eliminar las manchas:

1) Piel; lavar inmediatamente con agua, jabón, amoníaco o tintura de yodo y luego enjuagar bien con agua.

No utilice métodos excesivos en un intento de eliminar las manchas difíciles de la piel, ya que las manchas eventualmente se desvanecerán.

2) Ropa / Encimeras / Campos / Pisos / Instrumentos; utilice los mismos procedimientos que con la piel manchada. Las manchas difíciles se pueden tratar con hipoclorito de sodio.

3. Si Advantage Arrest se dispensa en un recipiente separado, asegúrese de lavar o limpiar bien el recipiente inmediatamente después de su uso.

Reacciones adversas: Rara vez se ha informado de irritación transitoria de la encía.

Dosificación y administración:

1. Aísle la zona afectada del diente con rollos de algodón o proteja el tejido gingival del diente afectado con vaselina. Alternativamente, se puede usar un dique de goma para aislar el área.

2. Limpiar y secar la superficie del diente afectado.

3. Para hasta 5 sitios tratados por paciente, dispense 1-2 gotas de solución en un plato dappen desechable.

Transfiera el material directamente a la superficie del diente con un aplicador.

4. Deje secar al aire, no enjuague.

Si es necesario, se pueden administrar una o dos aplicaciones a intervalos de una semana.

Forma de suministro: Frasco gotero de 5 ml. No estéril.

Almacenamiento: Almacenar a temperatura ambiente ($23^{\circ}\pm 2^{\circ}$ C). No congelar ni exponer a calor extremo.

Conservar en envase original.

Precaución: Las leyes federales de EE. UU. Restringen la venta de este dispositivo a un dentista o médico o por orden de este.

Fabricado en los Estados Unidos por:

Elevate Oral Care, LLC.

West Palm Beach, FL 33411

877-866-9113

© 2021 Elevate Oral Care ELE645-05272021

Advantage Arrest es una marca registrada de Advantage Silver Dental Arrest, LLC