

FluoriMax®

Barniz de fluoruro de sodio al 2.5%

Con hidroxiapatita

Solo Rx

Agitar bien antes de la aplicación

Contiene 8 mL

Almacenamiento: Almacene a temperatura ambiente ($23^{\circ} \pm 2^{\circ}\text{C}$)

No congelar o exponer al calor extremo



Hecho en USA por Elevate Oral Care LLC
West Palm Beach, FL 33411 • 877-866-9113

El barniz FluoriMax® es un líquido fino que se aplica de manera diferente a otros barnices.

Lea las instrucciones detenidamente antes de usarse.

Instrucciones de uso:

1. No se requiere profilaxis, sin embargo, la eliminación de la placa excesiva o cálculos puede ser benéfica.
2. Para el primer uso de cada botella, reemplace la tapa de almacenamiento con la tapa del gotero abatible.
3. Inmediatamente antes de la aplicación, agite el frasco vigorosamente durante 15 segundos.
4. Mientras sostiene el frasco en posición vertical, abra la tapa del gotero.
5. Vierta la cantidad deseada en un recipiente o mezcle bien y cierre la tapa. Como guía, utilice estas cantidades según la dentición que se esté tratando. Ajuste según sea necesario:

Uso específico del sitio	1 gota
Solamente Dentición temporal	1 gota
Dentición mixta	2 gotas
Solamente dentición adulta	3 gotas

6. Deje los dientes húmedos, pero inmediatamente antes de la aplicación solicite al paciente que trague o use succión para eliminar la saliva acumulada. Si la dentición está seca, solicite al paciente que haga buches con agua y luego succione.
7. Retraiga la mejilla de un lado de la boca y comience con el arco inferior. Sumerja el cepillo en el recipiente y haga un solo golpe, desde la línea posterior hasta la línea media en la superficie bucal / labial de un cuadrante. Repita en el arco superior. Repita el procedimiento en el otro lado de la boca.

Para la dentición temporal, solicite al paciente que muerda. Deje que las cerdas del cepillo toquen los arcos superior e inferior simultáneamente, haga un deslizamiento solo desde la parte posterior a la línea media en la superficie bucal / labial. Repita el procedimiento en el otro lado de la boca. Para un mejor secado, solicite al paciente que inhale mientras mantiene la mejilla retraída durante 3-5 segundos.

Instrucciones para el paciente:

Después del tratamiento, solicite al paciente que permita que FluoriMax permanezca en los dientes durante al menos 4 horas.

1. Evite las bebidas que contengan alcohol y los enjuagues bucales durante al menos 4 horas. Se puede reanudar la dieta normal inmediatamente, ya que, a diferencia de los barnices pegajosos, la capa de barniz FluoriMax forma una unión dentaria tenaz.
2. Espere de 4 a 6 horas antes de reanudar los hábitos normales de higiene bucal, incluido el cepillado o el uso de hilo dental en los dientes tratados. Si es posible, espere hasta la mañana siguiente.

Precaución: La ley federal de E.U.A. restringe la venta de este dispositivo a un profesional dental o médico por orden de él mismo.

Almacenamiento: Almacene en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente. ($23^{\circ} \pm 2^{\circ} \text{C}$) No congelar ni exponer a calor extremo.

¿Preguntas? ¿Comentarios?

Llame al 877-866-9113 • www.elevateoralcare.com

Inflamable: El producto contiene alcohol etílico. Mantener alejado del fuego. El Producto es seguro una vez que se haya aplicado y que el barniz se haya adherido a la superficie del diente.



Composición: 1 mL de FluoriMax contiene 25 mg de fluoruro de sodio, equivalente a 11,3 mg de ion fluoruro en una solución alcohólica de resinas naturales. La fórmula de FluoriMax no incluye gluten, pino, maní, nueces, huevo, leche, pescado, mariscos, soya o productos de trigo.

Indicaciones: Fluoruro tópico para el tratamiento de la sensibilidad dentinaria o post-operatoria.

Contraindicaciones: Gingivitis ulcerosa y estomatitis.

Interacciones: No se debe administrar otras preparaciones con fluoruro (por ejemplo, espumas, geles o enjuagues) el mismo día de la aplicación de FluoriMax. Se debe suspender el uso de suplementos de flúor durante varios días después de la aplicación.

Reacciones adversas: Se ha observado lo siguiente con algunos barnices de fluoruro: Se ha informado hinchazón edematosa solo en casos raros, especialmente después de la aplicación a superficies extensas. La disnea, aunque extremadamente rara, se ha presentado en niños asmáticos. Se han informado náuseas después de aplicaciones extensas.

Dosis: El contenido de flúor en FluoriMax se dosifica de manera que no se esperan efectos secundarios agudos ni crónicos si se aplica de acuerdo con las instrucciones.

Hecho en E.U.A. por:

Elevate Oral Care
West Palm Beach, FL 33411
877-866-9113

FluoriMax es una marca registrada de Elevate Oral Care, LLC. ELE725-0921